

Набор для анализа регуляторных Т-клеток методом проточной цитометрии

Cell Lab Treg Analysis Kit



Cell Lab Treg Analysis Kit	CD6-FITC, CD25-PC7, FoxP3-AF647, CD4-APC-AF750	50 тестов	B30009
----------------------------	--	-----------	--------

Beckman Coulter расширяет Ваши возможности в исследовании Т-регуляторных клеток.

Мы рады представить новый набор реагентов для этих целей.

Основные преимущества Cell Lab Treg:

- Быстрый и надежный**

Воспроизводимые результаты и инновационный протокол пробоподготовки с минимальным числом шагов

- Чувствительный**

Наилучшее разрешение Alexa Fluor 647 с минимальным фоном, внутриклеточное окрашивание без изменения характеристики светорассеяния

- Гибкий**

Набор сохраняет каналы регистрации FITC, PE, PB, KFO (и др.), что важно для исследования субпопуляций и функциональных свойств Трег-клеток

- Универсальный**

Окрашивает поверхностные и внутриклеточные маркеры. Применим для цельной крови или чистой субпопуляции мононуклеарных клеток

